

Phospho-Akt1-S124 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0001936



前書き

セリン124でリン酸化されたヒトAKT1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。がん、代謝、細胞生存経路におけるAKTシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-AKT1-S124 ウサギmAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S124
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207
遺伝子ID	207
免疫原	合成ペプチド ヒトAkt1 (P31749) のS124周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ