

Phospho-Akt1-S129 Rabbit Mab For Wb And Elisa - P31749

商品番号: CM0001918



前書き

ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証された、Ser129でリン酸化されたAKT1に対するウサギモノクローナル抗体。がん、代謝、および細胞生存研究におけるAKTシグナル伝達の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-S129 Rabbit mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
種	ヒト
遺伝子ID	207
免疫原	合成ペプチド：ヒトAkt1 (P31749) のS129周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWSW	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック