

リン酸化Akt1-S129 ウサギPab（Wb、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0000989



前書き

リン酸化AKT1-S129

ウサギpAbはウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトAKT1のセリン129番のリン酸化体を特異的に認識し、AKTシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化AKT1-S129 ウサギpAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
種	ヒト
GeneID（ヒト）	207
GeneID	207
免疫原	合成ペプチド ヒトAkt1（NP_005154.2）のS129番周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	氷袋梱包