

ホスホ-Akt1-T308 ウサギPab - P31749

商品番号: CM0001290



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-AKT1-T308ウサギポリクローナル抗体です。ヒトAKT1 (Thr308) のリン酸化型を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。インスリンシグナル伝達、がん生物学、細胞生存経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-T308 Rabbit pAb
別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAkt1のT308周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤