

## Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 ウサギポリクローナル抗体 - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0000821



### 前書き

AKT1-T308、AKT2-T309、およびAKT3-T305に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性が確認されており、WBおよびELISAで検証済みです。キナシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 ウサギポリクローナル抗体    |
| 備考/別名       | AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 207/208/10000                                         |
| GeneID      | 207/208/10000                                         |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトAKT1 (NP_005154.2) のT308周辺の合成リン酸化ペプチド        |
| 供給源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P31749/P31751/Q9Y243                                  |
| タンパク質分子量    | 48kDa/55kDa/51kDa/54kDa                               |
| 配送          | 氷袋                                                    |