

リン酸化Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0001750



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのリン酸化AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305

ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのリン酸化AKTアイソフォームを検出し、細胞シグナル伝達および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 ウサギpAb
備考・別名	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
免疫原	ヒト AKT1 (NP_005154.2) のT308周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
発送	保冷剤