

Phospho-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 ウサギ Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0000773



前書き

AKT1のThr-450部位、およびAKT2/AKT3の同等部位でリン酸化されたものを検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのAKTアイソフォームと交差反応します。PI3K/AKTシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447 ウサギ mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207/208/10000
遺伝子ID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド (ヒトAktのT450周辺の合成リン酸化ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48KDa/51KDa/55KDa
配送	アイスバッグ