


Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 ラビットモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96B36

商品番号: CM0000766



前書き

Thr246でリン酸化されたヒトAKT1S1/PRAS40を標的とするリン酸化特異的ラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。mTORC1シグナル伝達、がん代謝、およびインスリン応答性経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 Rabbit mAb
備考/別名	Lobe; PRAS40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84335
GeneID	84335
免疫原	合成ペプチド：ヒトAKT1S1/PRAS40 (NP_001265088.1) のT246周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96B36
タンパク質分子量	27 kDa
配送	氷袋