


Phospho-Akt2 特異的-S474 ウサギPab - P31751

商品番号: CM0001731



前書き

Ser474でリン酸化されたAKT2を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。インスリンシグナル伝達、糖代謝、がん細胞の生存経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT2 特異的-S474 ウサギpAb
別名	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 specific-S474
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	208
遺伝子ID	208
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31751
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤