

## ホスホAlk Y1096 ウサギPab Wb、 Elisa用 - Q9Um73

商品番号: CM0001181



### 前書き

#### Phospho-ALK-Y1096

ウサギpAb：ヒトサンプル中のチロシン1096番でリン酸化されたALKを検出します。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。神経発生、エネルギー恒常性、発がん経路におけるALKシグナル伝達研究に不可欠です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-ALK-Y1096 ウサギpAb                        |
| 別名         | ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096          |
| 反応種        | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 238                                             |
| 免疫原        | 合成ペプチド；ヒトALK (NP_004295.2) のY1096番周辺のリン酸化合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | リン酸化特異的抗体                                       |
| 用途         | WB、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                              |
| SWISS      | Q9UM73                                          |
| タンパク質分子量   | 176kDa                                          |
| 輸送方法       | 保冷剤                                             |