

Phospho-Alt-Rpl36-S140 ウサギポリクローナル抗体 - Alt-Rpl36

商品番号: CM0001784

前書き

Phospho-alt-RPL36 (S140)

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト試料におけるウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAでの使用が検証されています。シグナル伝達研究におけるalt-RPL36のリン酸化事象検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-alt-RPL36-S140 Rabbit pAb
対象種	ヒト
免疫原	合成リン酸化ペプチド (alt-RPL36のS140周辺領域に対応する合成リン酸化ペプチド)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト
発送方法	保冷剤