

Phospho-Alt-Rpl36-S142 ウサギポリクローナル抗体 – Anti-Alt-Rpl36 S142

商品番号: CM0000566

前書き

セリン142のヒトalt-

RPL36を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAアプリケーションで検証済みであり、リン酸化依存的調節プロセスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-alt-RPL36-S142 ウサギ pAb
種	ヒト
免疫原	合成ペプチド: alt-RPL36のS142周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト
配送	保冷バッグ