

Phospho-Alt-Rpl36-S19 ウサギ Pab - Alt-Rpl36

商品番号: CM0000634

前書き

Phospho-alt-RPL36-S19 ウサギ
ポリクローナル抗体（WB、DB、ELISA用）。ヒトサ
ンプルにおけるalt-
RPL36のSer19リン酸化を検出します。リン酸化研究
およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-alt-RPL36-S19 ウサギ pAb
種特異性	ヒト
免疫原	合成ペプチド alt-RPL36のS19周辺の合成リン酸化ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用方法	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト
発送条件	保冷剤