

Phospho-Alt-Rpl36-S22 ウサギポリクローナル抗体 - Alt-Rpl36

商品番号: CM0001167

前書き

WB、DB、ELISA用Phospho-alt-RPL36-S22
ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプル中のSer22
でリン酸化されたalt-
RPL36を検出します。リボソームタンパク質のリン酸
化ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-alt-RPL36-S22 ウサギpAb
種	ヒト
免疫原	合成ペプチド - alt-RPL36のS22周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト
配送	氷袋