

フォスフォ-Ampka1-S485 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13131

商品番号: CM0001311



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了したPhospho-AMPKα1-

S485ウサギポリクローナル抗体です。S485でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのAMPKα1（約64kDa）を検出します。AMPKシグナル伝達およびエネルギー代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AMPKα1-S485 Rabbit pAb
略称・別名	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPKα1-S485
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5562
遺伝子ID	5562
免疫原	ヒトPRKAA1（NP_006242.5）のS485周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	保冷剤