

Phospho-Ampka1-S496 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13131

商品番号: CM0001645



前書き

Ser496でリン酸化されたAMPKα1を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済み。クール便で発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AMPKα1-S496 Rabbit mAb
備考/別名	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPKα1-S496
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5562
遺伝子ID	5562
免疫原	合成ペプチド ヒトAMPKα1 (Q13131) のS496周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13131
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバック