

Phospho-Ampka1-T183+AMPka2-T172 ウサギ Mab - Q13131 / P54646

商品番号: CM0001562



前書き

WBおよびELISA用Phospho-AMPKα1-T183+AMPKα2-T172 ウサギ mAb。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の活性化AMPKαを検出します。エネルギー代謝、オートファジー、およびがんシグナル伝達経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-AMPKα1-T183+AMPKα2-T172 ウサギ mAb
備考/別名	AMPKα1/AMPKα2; Phospho-AMPKα1-T183+AMPKα2-T172
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5562/5563
免疫原	ヒト PRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5/NP_006243.2) の T183/T172 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa/62kDa
配送	アイスバッグ