


Phospho-Ampka1-T183/Ampka2-T172

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13131 / P54646

商品番号: CM0000538



前書き

AMPKα1-T183およびAMPKα2-T172のリン酸化を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。エネルギー代謝およびAMPKシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AMPKα1-T183/AMPKα2-T172 ウサギ pAb
備考/別名	AMPKα1/AMPKα2; Phospho-AMPKα1-T183/AMPKα2-T172
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5562/5563
GeneID	5562/5563
免疫原	合成ペプチド: ヒトPRKAA1 (NP_006242.5) のT183周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa/62kDa
発送	保冷バッグ