

Phospho-AP2M1-T156 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q96Cw1

商品番号: CM0000520



前書き

Thr-

156でリン酸化されたAP2M1に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスの反応性を示し、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。クラスリン介在性エンドサイトーシスおよびAP-2複合体の調節の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AP2M1-T156 Rabbit pAb
備考/別名	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1173
遺伝子ID	1173
免疫原	合成ペプチド ヒトAP2M1 (NP_001020376.1) のT156周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96CW1
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ