


Phospho-Arhgef2-S886 ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa対応 - Q92974

商品番号: CM0001846



前書き

セリン886番位置でリン酸化されたARHGEF2に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト・マウス・ラットを対象にWBおよびELISAでの検証が完了しています。Rho

GTPaseシグナル伝達、細胞遊走、自然免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ARHGEF2-S886 ウサギpAb
備考/別名	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9181
遺伝子ID	9181
免疫原	合成ペプチド ヒトARHGEF2 (NP_001155855.1) のS886周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92974
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	保冷剤