

ホスホAsg1-T845 ウサギモノクローナル抗体 Wb, Db, Elisa用 - O35099

商品番号: CM0001929

前書き

Thr845でリン酸化されたASK1を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。マウスを対象にWB、DB、ELISAでの検証が完了しています。アポトーシスと自然免疫に関与する分子量155 kDaのストレス活性化キナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ASK1-T845 Rabbit mAb
別名	ASK; ASK1; Mekk5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4217
遺伝子ID	26408
免疫原	マウスASK1 (NP_032606.4) のT845周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用途	WB, DB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O35099
タンパク質分子量	155kDa
発送方法	保冷剤