

Phospho-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15336/P17544

商品番号: CM0001230



前書き

リン酸化ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)を認識するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みであり、DNA損傷応答および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) Rabbit pAb
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1386/11016
GeneID	1386/11016
免疫原	合成ペプチド ヒトPhospho-ATF-2/ATF-7のThr69/71およびThr51/53周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15336/P17544
タンパク質分子量	54kDa/51kDa
配送	氷袋