

WbおよびElisa用 Phospho-Atf2-T71 ウサギモノクローナル抗体 - P15336

商品番号: CM0000690



前書き

Phospho-ATF2-T71

ウサギモノクローナル抗体は、Thr71でリン酸化されたATF2を検出し、WBおよびELISAでマウスとの交差反応性が確認されています。転写制御およびDNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATF2-T71 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1386
GeneID	1386
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P15336
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ