

Phospho-Atm-S1981 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用途） - Q13315

商品番号: CM0001078



前書き

リン酸化S1981 ATM

ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISA用途で検証済みです。セリン1981部位でリン酸化されたヒトATMを検出します。DNA損傷応答およびチェックポイントシグナル伝達研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATM-S1981 ウサギmAb
備考/別名	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	472
GeneID	472
免疫原	ヒトATM（Q13315）のS1981周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13315
タンパク質分子量	351kDa
発送	保冷剤