


Phospho-Atr-S428 ウサギモノクローナル抗体 - Q13535

商品番号: CM0001558



前書き

ヒトATRのS428を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。DNA損傷チェックポイントおよび核膜完全性の研究に必須で、タンパク質分子量は301kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATR-S428 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
種	ヒト
GeneID (ヒト)	545
GeneID	545
免疫原	合成ペプチド、ヒトATR (NP_001175.2) のS428周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301kDa
配送	保冷バッグ