


Phospho-Atr-S428 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13535

商品番号: CM0001807



前書き

WB、ELISAで検証済みのPhospho-ATR-S428 ウサギmAb。セリン428でリン酸化されたヒトATRを検出します。この重要なDNA損傷チェックポイントキナーゼは、遺伝毒性ストレスおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATR-S428 ウサギmAb
備考/別名	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
種	ヒト
遺伝子ID	545
免疫原	合成ペプチド / ヒトATR（NP_001175.2）のS428周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301 kDa
輸送	保冷バッグ