


## リン酸化ATR-S428 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13535

商品番号: CM0001761



### 前書き

Ser428部位でリン酸化されたATRに特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。DNA損傷チェックポイントおよび細胞周期研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化ATR-S428 ウサギpAb                                       |
| 別名          | FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428          |
| 生物種         | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 545                                                       |
| GeneID      | 545                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒト ATR (NP_001175.2) のS428周辺のリン酸化合成ペプチドを使用しています。 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | リン酸化特異的抗体                                                 |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | Q13535                                                    |
| タンパク質分子量    | 301kDa                                                    |
| 発送          | 保冷剤                                                       |