


ホスホAtr T1989 ウサギPab Wb、Ihc-P、Elisa対応 - Q13535

商品番号: CM0000712



前書き

Phospho-ATR-T1989 Rabbit

pAbはT1989部位でリン酸化されたATRを検出します。ヒト、マウス、ラットを用いたWB、IHC-P、ELISAで実証済みです。DNA損傷応答、チェックポイントシグナル伝達、ゲノム安定性の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATR-T1989 ウサギpAb
別名	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	545
GeneID	545
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301kDa
発送方法	保冷剤