


WbおよびElisa用 Phospho-Aurka (Thr288) ウサギポリクローナル抗体 - O14965

商品番号: CM0000889



前書き

Thr288でリン酸化されたAuroraキナーゼAに特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。有糸分裂、セントロソーム機能、およびがんシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AURKA-T288 Rabbit pAb
備考/別名	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Phospho-AURKA-T288
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6790
GeneID	6790
免疫原	ヒト AURKA (NP_003591.2) のT288周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14965
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ