


Phospho-Axl (Y702) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30530

商品番号: CM0001486



前書き

チロシン702 (P30530)

のAxlを標的とする特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、GAS6/AXLシグナル伝達、細胞生存、および免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-Axl-Y702 Rabbit pAb
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	558
遺伝子ID	558
免疫原	ヒトAXL (NP_068713.2) のY702周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスパック