

Phospho-B-Raf-S728 ウサギPab（Wb用） - P15056

商品番号: CM0001593



前書き

Phospho-B-Raf-S728

ウサギpAbは、Ser728でリン酸化されたヒトB-Rafを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、84kDaのバンドを検出します。MAPKシグナル伝達および癌原性BRAF変異の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-B-Raf-S728 ウサギpAb
備考/別名	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
種	ヒト
GeneID（ヒト）	673
GeneID	673
免疫原	ヒトBRAF（NP_004324.2）のS728周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15056
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤