

ホスホ-Bcar1-Y165 ウサギPab Wb、Elisa用 - P56945

商品番号: CM0000982



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのリン酸特異的BCAR1 (pY165)

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのp130casを検出します。インテグリンを介したシグナル伝達、細胞接着、遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-BCAR1-Y165 ウサギpAb
備考／別名	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, ホスホ-BCAR1-Y165
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9564
遺伝子ID	9564
免疫原	合成ペプチド - ヒト BCAR1 (NP_055382.2) のY165周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56945
タンパク質分子量	93kDa
配送方法	氷袋