

Phospho-Bcar1 (Y410) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P56945

商品番号: CM0001452



前書き

チロシン410でリン酸化されたBCAR1を標的とするウサギポリクローナル抗体（P56945）。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウス検体と反応します。細胞接着および遊走シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BCAR1-Y410 ウサギ pAb
備考/別名	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9564
GeneID	9564
免疫原	合成ペプチド：ヒトBCAR1 (NP_055382.2) のY410周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56945
タンパク質分子量	93kDa
配送	保冷バッグ