

Wb用 リン酸化Bcl-2-S87 ウサギPab - P10415

商品番号: CM0001094



前書き

Ser87でリン酸化されたBcl-2を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるWBおよびELISAに最適。アポトーシス、オートファジー、癌研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	リン酸化Bcl-2-S87 ウサギpAb
備考/別名	Bcl-2; PPP1R50; リン酸化Bcl-2-S87
種	ヒト
GeneID (ヒト)	596
GeneID	596
免疫原	ヒトBcl-2 (NP_000624.2) のS87周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ