

Phospho-Beclin 1 (Ser15) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q14457

商品番号: CM0001642



前書き

WBおよびELISA用のリン酸化特異的Beclin-1 (Ser15) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの Beclin-1 (52 kDa)

と反応します。オートファジー、アポトーシス、および宿主防御研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-Beclin 1-Ser15 Rabbit pAb
備考/別名	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8678
遺伝子ID	8678
免疫原	ヒト Beclin 1 (NP_003757.1) のS15周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ