


リン酸化Beclin 1 (Ser90) ウサギポリクローナル抗体 (Wb・Elisa用) - Q14457

商品番号: CM0001314



前書き

Ser90位のBeclin-

1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。オートファジー、アポトーシス、エンドサイトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Beclin 1-Ser90 Rabbit pAb
別名	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8678
GeneID	8678
免疫原	ヒトBeclin 1 (NP_003757.1) のS90位周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋