

Wb、Elisa用 Phospho-Beclin 1-Ser93 ウサギ Pab - Q14457

商品番号: CM0001425



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-Beclin 1-Ser93ウサギポリクローナル抗体。Ser93でリン酸化されたヒトBeclin-1を検出します。オートファジー、アポトーシス、宿主防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Beclin 1-Ser93 Rabbit pAb
備考/別名	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser93
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8678
遺伝子ID	8678
免疫原	ヒト Beclin 1 (NP_003757.1) のS93周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52kDa
輸送	氷袋