

## Phospho-Brcal-S1423 ウサギ Pab - P38398

商品番号: CM0000740



## 前書き

## Phospho-BRCA1 (S1423)

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラット反応性で検証済みです。DNA損傷修復および腫瘍学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-BRCA1-S1423 ウサギ pAb                                                          |
| 備考/別名       | IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423 |
| 種           | ヒト                                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 672                                                                                  |
| GeneID      | 672                                                                                  |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒト BRCA1 (NP_009225.1) のS1423周辺の合成リン酸化ペプチド。                                   |
| 由来          | ウサギ                                                                                  |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                                               |
| 適用          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                           |
| SWISS       | P38398                                                                               |
| タンパク質分子量    | 208kDa                                                                               |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                                |