


リン酸化Brd4 (S492/S494) ウサギポリクローナル抗体、Wb・Db・Elisa測定用 - O60885

商品番号: CM0000726



前書き

S492/S494部位のBRD4を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒトに対する反応性を確認済みで、ウエスタンブロット、ドットブロット、ELISAでの使用が認められています。エピゲノム記憶および転写制御の研究に適しています。分子量は約152 kDa、UniProt IDはO60885です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化BRD4-S492/S494 ウサギpAb
備考・別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNK1; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23476
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
発送方法	保冷剤