


Phospho-Brd4-S498/S499 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60885

商品番号: CM0000845



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、S498/S499でリン酸化された場合にのみ、内因性のBRD4を検出します。ヒト反応性を持つWBおよびELISAに適しています。エピジェネティックメモリーおよび転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRD4-S498/S499 ウサギ pAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNK1; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
種	ヒト
GeneID	23476
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ