


Wb、Elisa用 Phospho-Brd4-T204 ウサギモノクローナル抗体 - O60885

商品番号: CM0001163



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-BRD4-T204ウサギモノクローナル抗体。スレオニン204でリン酸化されたヒトおよびラットBRD4を検出します。エピジェネティックメモリー、転写調節、NF- κ Bシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRD4-T204 ウサギmAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23476
GeneID	23476
免疫原	ヒトBRD4 (NP_490597.1)のT204周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
発送	保冷バッグ