


Phospho-Brd4-T204 ウサギ Pab - O60885

商品番号: CM0000823



前書き

Phospho-BRD4-T204 ウサギ

pAbは、スレオニン204でリン酸化されたBRD4を検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび転写制御の研究に適しています。分子量は約152kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRD4-T204 ウサギ pAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNK1; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23476
GeneID	23476
免疫原	合成ペプチド：ヒトBRD4 (NP_490597.1) のT204周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
配送	アイスバッグ