


Phospho-Brd4-T249 ウサギ Pab (Wb用) - O60885

商品番号: CM0001199



前書き

Phospho-BRD4-T249 ウサギ

pAbは、Thr249でリン酸化されたBRD4を検出します。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWBについて検証済みです。エピジェネティックな記憶と転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRD4-T249 ウサギ pAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNKI; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23476
遺伝子ID	23476
免疫原	合成ペプチド - ヒトBRD4 (NP_490597.1) のT249周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
発送	保冷バッグ