


Phospho-C-Abl-Y412 ウサギ Pab - P00519

商品番号: CM0000491



前書き

Y412でリン酸化されたc-Ablを検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAに適し、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ABL1キナーゼシグナル伝達、アポトーシス、細胞骨格ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Abl-Y412 ウサギ pAb
備考/別名	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25
GeneID	25
免疫原	合成ペプチド ヒトABL1 (NP_009297.2) のY412周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00519
タンパク質分子量	123kDa
発送	保冷バッグ