

Phospho-C-Abl-Y412 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P00519

商品番号: CM0000426



前書き

WB、IHC-P、ELISAに使用するphospho-c-Abl (Y412)特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるc-Ablのリン酸化を検出します。がん研究、キナーゼシグナル伝達、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Abl-Y412 ウサギ pAb
備考/別名	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25
GeneID	25
免疫原	合成ペプチド: ヒト ABL1 (NP_005148.2) のY412周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00519
タンパク質分子量	123kDa
輸送	氷袋