


## Phospho-C-Jun-S243 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P05412

商品番号: CM0000599



### 前書き

#### Phospho-c-Jun-S243 Rabbit

pAbは、Ser243でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのc-Junを検出します。WB、IHC-P、ELISAで検証済みのこの抗体は、AP-1転写因子複合体およびがんシグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-c-Jun-S243 ウサギ pAb                      |
| 備考/別名      | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S243 |
| 種          | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3725                                            |
| 遺伝子ID      | 3725                                            |
| 免疫原        | 合成ペプチド / ヒトJun (NP_002219.1)のS243周辺の合成リン酸化ペプチド  |
| 由来         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                          |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS      | P05412                                          |
| タンパク質分子量   | 36kDa                                           |
| 輸送         | 保冷バッグ                                           |