


WbおよびElisa用 Phospho-C-Jun-S63 ウサギポリクローナル抗体 - P05412

商品番号: CM0000877



前書き

Ser63でリン酸化されたc-Junを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。AP-1転写因子シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-S63 Rabbit pAb
備考/別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3725
GeneID	3725
免疫原	合成ペプチド：ヒトc-Jun (NP_002219.1) のS63周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋