


Phospho-C-Jun-S63 ウサギ Pab - P05412

商品番号: CM0001709



前書き

Phospho-c-Jun-S63 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるc-JunのSer63リン酸化を検出します。転写およびがん研究におけるWB、IHC-P、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-S63 ウサギ pAb
備考/別名	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3725
GeneID	3725
免疫原	合成ペプチド ヒトJun (NP_002219.1)のS63周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷剤