


フォスフォ-C-Jun-S73 ウサギ Pab - P05412

商品番号: CM0001691



前書き

セリン73でリン酸化されたc-

Junを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。がんや免疫応答におけるAP-1転写因子シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フォスフォ-c-Jun-S73 ウサギ pAb
別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3725
遺伝子ID	3725
免疫原	合成ペプチド：ヒトc-Jun (NP_002219.1) のS73周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤