


Phospho-C-Jun-S73 ウサギポリクローナル抗体 - P05412

商品番号: CM0001064



前書き

WB、IHC-P、ELISA用Phospho-c-Jun-S73
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの
S73でリン酸化されたc-
Junを検出します。がんおよび転写研究用のIVD原材
料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-S73 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
種	ヒト
GeneID	3725
免疫原	ヒトc-JUN (NP_002219.1) のS73周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスパック